



Company profile

Introduzione generale



Primo produttore europeo

Oltre 100 anni di attività

1.000 dipendenti

130.000.000 € il fatturato annuo della sola divisione arredo tecnico

Sede principale e produzione in germania (Wangen in allgau)

Filiali dirette (100% proprietà Waldner) nei principali paesi europei

Filiali dirette (100% proprietà Waldner) negli stati uniti e in india

Waldner e' un produttore nel senso piu' puro del termine infatti, a differenza di molte società che si limitano ad assemblare cio' che acquistano da terzi o realizzano solo una piccola parte dei propri prodotti, Waldner progetta e produce tutti i componenti del proprio arredo.



Andando contro alla tendenza attuale di chiudere le produzioni proprie ed approvvigionarsi da terzi la filosofia di Waldner e' quella di continuare a produrre in germania, per garantire ai suoi clienti il massimo della qualità in ogni singola parte.

A testimonianza di questo nel 2010 e' stato realizzato un nuovo blocco produttivo all'avanguardia dedicato alla costruzione dei mobiletti sottopiano e armadi. Con un investimento di oltre 7 milioni di euro Waldner e' ora in grado di **produrre un armadio ogni 90 secondi.**

Nel corso del biennio 2011-2012 saranno completamente rinnovati tutti i restanti gruppi produttivi.

L'acciaio presente nel nostro arredo viene tagliato, forato, sagomato e verniciato direttamente nel nostro stabilimento di Wangen,



Lo stesso concetto si applica anche a tutte le parti in legno ed in materiale polimerico.



In questo modo abbiamo il controllo completo del ciclo produttivo e siamo quindi in grado di garantire un altissimo livello qualitativo in ogni singola parte.



Da sempre Waldner ha una propria scuola interna dove, con un percorso formativo di tre anni, gli studenti acquisiscono tutte le conoscenze necessarie per la realizzazione dei moderni laboratori scientifici. Al conseguimento del diploma potranno scegliere se entrare nel nostro organico o affacciarsi al mondo del lavoro, con tutta l'esperienza dei 100 anni di Waldner.

Innovazione



Waldner e' dotata di un proprio centro di ricerca e sviluppo che le permette di essere costantemente all'avanguardia nel settore: ad oggi siamo titolari di ben 23 brevetti.

Nel 2003 abbiamo inventato ed introdotto nel mercato la prima cappa chimica con tecnologia a flusso di supporto che consente un notevole miglioramento della tutela della salute degli operatori ed un contemporaneo risparmio energetico.

Questa tecnologia, chiamata Secuflow, e' oggi giunta alla terza generazione ed e' stata introdotta da altri produttori a riprova della bontà dell'idea Waldner.



Waldner e' anche l'unico produttore ad aver sviluppato un proprio sistema di estrazione aria a volume variabile per le cappe chimiche.

Waldner e' inoltre uno dei soci fondatori di **Egnaton**: "associazione europea per lo sviluppo del laboratorio sostenibile" e molti nostri dipendenti partecipano attivamente ai gruppi di lavoro per lo sviluppo delle specifiche aree tematiche.



“Nel laboratori lavorano persone, per questo la nostra priorità dovrà sempre essere la sicurezza”



Waldner e' stato il primo produttore europeo ad adeguarsi a tutte le parti della norma EN 14175 che definisce le caratteristiche costruttive e di prestazioni per le cappe chimiche ad estrazione totale.

In un contesto in cui ancora oggi esistono società che vendono prodotti non in linea con le norme vigenti a scapito della sicurezza degli operatori, nel centro di ricerca e sviluppo di Waldner sono presenti ben due camere (certificate e controllate dal prestigioso ente TUV) per il test delle cappe chimiche secondo la norma EN 14175.

Flessibilità



Pur essendo il piu' grande produttore europeo Waldner offre una gamma di prodotti estremamente flessibile in grado di soddisfare tutte le esigenze applicative:

- 4 tipi di struttura portante per i piani di lavoro
- 4 tipi di sistemi di supporto per i servizi
- 40 modelli di cappe chimiche
- Oltre 50 colori per gli elementi in legno
- Oltre 50 colori per la struttura metallica dell'arredo
- Prodotti su misura secondo le specifiche dell'utente

Fino ad arrivare alla produzione di una linea di arredo totalmente diversa da quella standard di Waldner e basato sui disegni del vostro architetto, come nel caso del centro ricerche Novartis di Basilea





Nella foto il nuovo gruppo produttivo per i soli armadi e mobiletti inaugurato nel 2010.

I pannelli fotovoltaici, visibili sulla copertura, assieme all'energia prodotta dalla combustione degli scarti in legno della produzione coprono l'89% del fabbisogno energetico di Waldner.

Con la stessa filosofia nel corso del 2011 e 2012 saranno rinnovati anche gli altri gruppi produttivi.

Tutto il legno impiegato nei nostri pannelli deriva da produttori con certificato FSC.




Il personale di tutte le filiali e' istruito presso la sede tedesca di Wangen secondo rigorosi protocolli sviluppati in decenni di esperienza nel settore. Ogni struttura locale e' in grado di gestire progetti di ogni entità svolgendo, in autonomia, le attività di:



Progettazione CAD

- 2D
- 3D
- Rendering
- Filmati



Preventivi



Installazione e collaudo

- Arredo
- Impianti elettrici
- Impianti gas
- Acqua
- Estrazione e compensazione aria
- Condizionamento aria
- Camere fredde
- Laboratori BL2, BL3
- Rilascio certificazione 37/08



Supporto post vendita

- Contratti di manutenzione
- Esecuzione protocolli secondo EN 14175
- Corsi di formazione su rischio chimico e biologico

La filiale italiana e' certificata ISO 9001:2008