



LABORATORIO ACQUE E RIFIUTI

SMARTCHEM rappresenta la più evoluta linea di analizzatori fotometrici automatici di ACQUE POTABILI, SCARICO, PERCOLATI e RIFIUTI

SMARTCHEM automatizza metodi colorimetrici
NORMATI per analisi MULTIPARAMETRICA di



- AMMONIACA
- NITRITI
- NITRATI
- FOSFATI
- SOLFATI
- SILICATI
- DUREZZA
- ALCALINITA' TOTALE
- FLUORURI
- CLORURI
- CROMO VI
- ALDEIDI
- FERRO IONICO
- MANGANESE
- AZOTO TOTALE *
- FOSFORO TOTALE *
- CIANURI*
- FENOLI *

ISO 15923-1

ISO 15923-2

APAT

EPA

CONVALIDA
FOTOMETRICA
ISO 17025

*previa digestione e/o distillazione



MASSIMA PRODUTTIVITA' e VELOCITA' ANALITICA

- ✔ Fino a 600 esami ora
- ✔ Oltre 100 campioni a bordo macchina con possibilità di carico in corsa di campioni urgenti

MASSIMA CONVENIENZA E RISPETTO PER L'AMBIENTE

- ✔ Bassi consumi
- ✔ Bassi costi per test
- ✔ Bassi costi di gestione



INTERFACCIA DIRETTA CON LIMS AZIENDALE

TEAM di ASSISTENZA TECNICA e APPLICATIVA

- ✔ Garanzia di supporto tempestivo ed affidabile anche per sviluppo nuovi metodi

MASSIMA AFFIDABILITA'

- ✔ Coppette portacampione con tappino preforato
- ✔ Fino ad 80 cuvette ottiche indipendenti in piatto di reazione termostato a 37 °C
- ✔ Cammino Ottico 10 mm
- ✔ Sistema di lavaggio cuvette certificato
- ✔ Pre diluizione e post diluizione automatica



SEMPLICITA' D'USO

Software di ultima generazione completamente configurabile sulla routin del cliente.

VERSIONI DISPONIBILI

- ✔ SMARTCHEM 170-200
- ✔ SMARTCHEM 450
- ✔ SMARTCHEM 600



REATTIVI PRONTI ALL'USO

- ✔ Basso costo per test
- ✔ Grande risparmio di tempo

Hellma®

Hellma Italia S.r.l.

Via Gioacchino Murat, 84
20159 MILANO Italy

Tel. + 39 0226116419
Fax + 39 0226113331

e-mail: info@hellma.it
<http://strumenti.hellma@hellma.it>