



LABORATORIO CARNI PRODOTTI A BASE CARNI E CONDIMENTI

SMARTCHEM rappresenta la più evoluta linea di analizzatori fotometrici automatici di CARNI, PRODOTTI A BASE DI CARNI E CONDIMENTI

SMARTCHEM automatizza metodi colorimetrici
NORMATI per analisi MULTIPARAMETRICA di



PROCEDURA DI
ESTRAZIONE
DEL CAMPIONE
IN ACCORDO
AL METODO DI
RIFERIMENTO

NITRITI
NITRATI
CLORURI
SOLFITI
FERRO
CROMO VI
GALATTOSIO*
GLUCOSIO*



CONVALIDA
FOTOMETRICA
ISO 17025

*solubile e/o totale

MASSIMA PRODUTTIVITA' e VELOCITA' ANALITICA

- ✦ Fino a 600 esami ora
- ✦ Oltre 100 campioni a bordo macchina con possibilità di carico in corsa di campioni urgenti

MASSIMA CONVENIENZA E RISPETTO PER L'AMBIENTE

- ✦ Bassi consumi
- ✦ Bassi costi per test
- ✦ Bassi costi di gestione



INTERFACCIA DIRETTA CON LIMS AZIENDALE

TEAM di ASSISTENZA TECNICA e APPLICATIVA

- ✦ Garanzia di supporto tempestivo ed affidabile anche per sviluppo nuovi metodi

MASSIMA AFFIDABILITA'

- ✦ Coppette portacampione con tappino preforato
- ✦ Fino ad 80 cuvette ottiche indipendenti in piatto di reazione termostato a 37 °C
- ✦ Cammino Ottico 10 mm
- ✦ Sistema di lavaggio cuvette certificato
- ✦ Pre diluizione e post diluizione automatica



SEMPLICITA' D'USO

Software di ultima generazione completamente configurabile sulla routin del cliente.



VERSIONI DISPONIBILI

- ✦ SMARTCHEM 170-200
- ✦ SMARTCHEM 450
- ✦ SMARTCHEM 600

REATTIVI PRONTI ALL'USO

- ✦ Basso costo per test
- ✦ Grande risparmio di tempo

Hellma[®]

Hellma Italia S.r.l.

Via Gioacchino Murat, 84
20159 MILANO Italy

Tel. + 39 0226116419
Fax + 39 0226113331

e-mail: info@hellma.it
<http://strumenti.hellma@hellma.it>